


下の拡大装置（固定式・ネジ式）

この拡大装置は固定式で、ご自身で取り外しすることはできません。幅のせまい歯列を広げるための装置です。

【拡大方法】

・装置中央のカギ穴にカギを入れて、上から下へ、次のカギ穴が見えるまでネジを回してください。



- ・週に 1 回、できれば就寝前に行ってください。
- ・回したらお渡しした表に記入し、次回来院時にお持ちください。

【注意事項】

・最初は舌が装置にあたって違和感があり喋りづらいですが、少しずつ慣れていきます。

・繊維性の食べ物（ほうれん草やえのきなど）は装置に引っ掛かることがあります。引っかかってしまった場合は指で引っ張ると装置が変形しますので、歯ブラシやお渡ししたピンセット、ワンタフトブラシを使い、丁寧に取り除いてください。

・粘着性のあるもの（キャラメルやガムなど）は装置の変形の原因となりますので、食べないでください。

・バンドが外れたり動いたりした場合や、装置が歯ぐき・粘膜にあたって痛い場合はご連絡ください。

・ワイヤーを指で触ったり舌で持ち上げたりすると装置が変形しますので、できるだけ触らないでください。さらに、舌でネジ部分を持ち上げるような力を掛けると、バンドの入っている奥歯は好ましくない動きをします。奥歯が歯肉に沈み込んでいきますので、絶対にしないでください！！